


Nastavení přístroje 16.11.12 21:00**Přístroj:** Paradigm Veo - 554**Verze:** VER 2.6A1.1**Změny času:** 4

Bazální dávka**Maximální bazální dávka** 2,0 J/hod**Bazální profily** Vypnuto**Typ dočasné bazální dávky** Procento baz. dávky**Standardní profil (Aktivní)**

Bolus**Maximální bolus** 8,0 J**Snadný bolus** 0,50 J**Kombin./rozlož.** Vypnuto**Bolus Wizard** Vypnuto
Jednotky fce Bolus Wizard gramy, mmol/l**Připomínka GL** Vypnuto**Doba aktivního inzulínu** 4 hod

Poměr sacharidů a inzulínu**Cílová hodnota glykémie****Citlivost na inzulín**

Zmeškaný bolus

Vypnuto

Pomocné funkce**Zobrazení času** 24 hod.**Typ výstrahy** Nízká Pípnutí**Auto. vypnutí** Vypnuto**Budíčky** Vypnuto: 07:10**Glukometry** Vypnuto**Varování při nízkém obsahu zásobníku** Jednotky inzulínu**Množství** 20,0 J**Dálkové** Zapnuto: 386120**Jiné přístroje** Vypnuto**Blokování programu** Vypnuto**Nabídka Záznam událostí** Zapnuto

Senzor

Glykemické výstrahy

Výstrahy pro limity glykémie Vypnuto

	Čas	Nízká	Vysoká
	00:00–00:00	4,0–	11,0
Opakování výstrahy (h:mm)		0:20	1:00

Předvídané výstrahy Vypnuto
Citlivost (h:mm) -----

Výstraha Rychlý vzestup Vypnuto
Výstraha Rychlý pokles Vypnuto

Nízké zastavení 3,0 mmol/l

Možnosti výstrah

Připomínka kalibrace 1:00
Opakování výstrahy pro kalibraci 0:30

Ztišení výstrah Vypnuto
Trvání -----

Statistické údaje

Horní práh AUC 10,0 mmol/l
Dolní práh AUC 3,9 mmol/l

Komunikace

Senzor Vypnuto
Autokalibrace Vypnuto
ID vysílače 2328999
Slabý signál 0:30

Graf senzoru

Doba zobrazení grafu 0:02
Demo režim Vypnuto